



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

BBC-Orthotec GmbH  
Innsbrucker Str. 2  
D-83435 Bad Reichenhall


Tel.: +49 8651 9650099  
Fax: +49 8651 9650098  
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

## BioBiteCorrector® Sleep Appliance

### Die Anti-Schnarchschiene mit Titan-Kugelgelenk- Teleskop



ab **515 €\***

\*alle Preise exklusive 7% Mehrwertsteuer,  
zzgl. Versandkosten, gültig ab 01.01.2022

Die BioBite**Corrector**<sup>®</sup> **Sleep Appliance** Schiene besitzt als erste Anti-Schnarchschiene weltweit ein vollständig aus Titan gefertigtes Unterkiefer-Protrusionsscharnier mit Kugelgelenken.

Titan - biokompatibel und hypoallergen.

Das Scharnier ist leicht, grazil und gleichzeitig äußerst stabil. Durch seine vier Kugelgelenke erlaubt die BioBite**Corrector**<sup>®</sup> **Sleep Appliance** alle Mund- und Kieferbewegungen. Das Resultat ist ein hoher Trage- und Sprachkomfort.

### Digitaler Workflow made in Germany:

Die BioBite**Corrector**<sup>®</sup> **Sleep Appliance** wird mittels einer 3D-Software konstruiert. Anschließend werden die Schienen gefräst (CAD/CAM Verfahren).

Die BioBite**Corrector**<sup>®</sup> **Sleep Appliance** wird vollständig in Deutschland hergestellt.



Inzisal offenes Design

## BioBite**Corrector**<sup>®</sup> **Sleep Appliance**

### Die wirksame Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe



Standard Design

### Vorteile:

- Anti-Schnarchscharnier vollständig aus Titan
- Biokompatibel und hypoallergen
- Thermoaktive Flexibilität
- MMA-frei (0% Restmonomergehalt)
- Selbstadjustierend mit Memoryeffekt
- Geringe Bissperre
- Stufenlose Titration (Einstellung)
- Kalibrierte Einstellung mittels Distanzhülsen
- Hoher Tragekomfort durch Kugelgelenke
- Digitales 3D-Design (CAD/CAM)
- Schienenoberfläche mit okklusaler Abstützung
- Bewährte BioBite**Corrector**<sup>®</sup>-Scharnier Vorteile
- Hochwertig gefräste Schienen
- Hoher Tragekomfort durch flaches Design